



VET DIAGNOSTICS

Laboratoire d'anatomie pathologique vétérinaire

VET DIAGNOSTICS Laboratoire d'anatomie pathologique

3 avenue de la Victoire 69260 Charbonnières-les-Bains - Tel: 04 78 34 95 24 - Fax: 04 78 76 74 24

E-mail : contact@vetdiagnostics.fr - Site web : www.vetdiagnostics.fr

EXPEDITION DES PRELEVEMENTS HISTOLOGIQUES

1 - Placez le flacon de formol identifié (nom de l'animal et, nom du propriétaire, localisation du prélèvement) dans le sachet plastique accompagné d'un buvard.

Dans 1 sachet vous pouvez mettre:

- 1 pot L 120 ml
- 2 pots M 60 ml
- 3 à 5 pots S 20 ml

2 - Glissez la feuille de commémoratifs ainsi que le règlement dans la poche à documents située sur l'arrière du sachet.

Evacuez l'air et fermez le sachet à l'aide de la bande autocollante.

3 - Mettez le tout dans la boîte en carton doublée de mousse. Il est inutile de la scotcher pour la fermer.

N'inscrivez rien sur les boîtes en carton, elles sont réutilisées.

4 - Placez la boîte en carton dans la grande enveloppe Chronopost.

Vous pouvez mettre jusqu'à **4 boîtes** dans une enveloppe. Veillez à ce que chaque prélèvement soit correctement identifié et accompagné de sa feuille de commémoratifs et de son règlement.

5 - Collez le bordereau Chronopost sur l'enveloppe fermée et déposez le tout à **La Poste**.

NB : ATTENTION à la **date de validité** inscrite sur le bordereau



EXPEDITION DES PRELEVEMENTS CYTOLOGIQUES

1 - Faites sécher vos étalements sur lames à l'air libre, identifiez les et glissez les dans un porte-lame.

2 - Fermez le porte-lame et placez-le dans l'enveloppe blanche à bulles accompagné de la feuille de commémoratifs et du règlement.

3 - Collez le bordereau Chronopost sur l'enveloppe fermée et déposez le tout à **La Poste**.

NB : ATTENTION à la **date de validité** inscrite sur le bordereau



PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES

Ramassage

Un ramassage à votre cabinet est possible : 18 € par enlèvement.

Contactez-nous au 04 78 34 95 24, avant midi.

Histologie + Cytologie

Dans le cadre d'un envoi groupé, veuillez mettre les lames de cytologie dans l'enveloppe blanche fermée et le pot de formol dans un sachet fermé + boîte en carton, le tout dans la même enveloppe Chronopost, afin d'éviter que les vapeurs de formol ne compromettent l'examen cytologique

Vous pouvez également éditer un bordereau sur notre site www.vetdiagnostics.fr dans l'onglet **Imprimez vos lettres de transport**.